



ODAK Blood Grouping Gel Systems





► OBG Forward Group 1

ABO/ Rh D Forward Gruplama için kullanılır. Her kart iki hastanın kan gruplaması için uygundur.

Ambalaj : 12 OBG Forward Group 1 Jel kart, 48 OBG Forward Group 1 Jel kart.

Ürün No: OBGFG1-12, OBGFG1-48




► OBG Forward Group 2

ABO/ Rh D Forward Gruplama için kullanılır. Her kart iki hastanın kan gruplaması için uygundur. Kontrol kuyucuğu içermez.

Ambalaj : 12 OBG Forward Group 2 Jel kart, 48 OBG Forward Group 2 Jel kart.

Ürün No: OBGFG1-12, OBGFG1-48




► OBG Forward Group 3

Hasta ve donörler için tam test profili içerir. Aynı kart üzerinde A alt gruplarının ve D varyantlarının tespit edilmesine olanak sağlar. DVI- reaktifı zayıf ve parsiyel D varyantlarını tespit eder fakat D antijeni-nin D VI varyantını direk yöntemle tespit edemez. DVI+ reaktifı, DVI varyantı dahil D varyantlarını ve zayıf D'leri tespit eder. Kullanılan antikor Rh DVI eritrositlerini direk yöntem ile tespit eder.

Ambalaj : 12 OBG Forward Group 3 Jel kart, 48 OBG Forward Group 3 Jel kart

Ürün No: OBGFG3-12, OBGFG3-48




► OBG Forward and Reverse Grouping

OBG Forward ve Reverse Grouping testi ABO, Rh D, Rh D VI ve reverse gruplamanın tek bir kart üzerinde tespit edilmesine olanak sağlar. DVI- reaktifı zayıf ve parsiyel D varyantlarını tespit eder fakat D antijeninin D VI varyantını direk yöntemle tespit edemez. DVI+ reaktifı, DVI varyantı dahil D varyantlarını ve zayıf D'leri tespit eder. Kullanılan antikor Rh DVI eritrositlerini direk yöntem ile tespit eder. Son iki kuyucukta reverse gruplama için A1 ve B hücreleri kullanılır.

Ambalaj : 12 OBG Forward Group 3 Jel kart, 48 OBG Forward Group 3 Jel kart

Ürün No: OBGFG3-12, OBGFG3-48

ODAK Blood Grouping Gel Systems



► OBG Neonatal Grouping

Bu test jel yöntem ile yenidoğanlarda ABO, Rh D, Rh DVI ve Direk Coombs testinin tek bir kart üzerinde yapılmasını sağlar. AHG kuyucuğu Poliklonal anti-IgG ve monoklonal C3 antikorları, IgG kuyucuğu monospesifik Anti-IgG antikorları içerir.

Ambalaj : 12 OBG Neonatal Grouping Jel kart, 48 OBG Neonatal Grouping Jel kart

Ürün No: OBGNEOG-12, OBGNEOG-48





► OBG Comp Test

Forward gruplama ve Cross-match kartı. OBG Comp Test ABO, Rh uyumsuzluğunu, hasta serumunda donör eritrositlerine karşı olan veya donör serumunda hasta eritrositlerine karşı olan antikorların varlığını tek kart üzerinde tespit eder.

Ambalaj : 12 OBG Comp Test Jel kart, 48 OBG Comp Test Jel kart.

Ürün No: OBGCT-12, OBGCT-48




► OBG Rh Phenotype +K

OBG Rh Phenotype +K testi klinik öneme sahip Rh antijenleri ve K antijeninin tek bir kart üzerinde tespit edilmesini sağlar.

Ambalaj : 12 OBG Rh Phenotype +K Jel kart, 48 OBG Rh Phenotype +K Jel kart.

Ürün No: OBGRHS-12, OBGRHS-48





► OBG A subgroup

OBG A Subgroup testi A1 antijeni taşıyan eritrositlerin jel kard ile tespit edilmesine olanak sağlar.

Ambalaj : 12 OBG A Subgroup Jel kart, 48 OBG A Subgroup Jel kart

Ürün No: OBGAS-12, OBGAS-48





► OBG Neutral Gel

OBG Neutral Gel , reverse gruplama, antikor tarama ve tanımlama, uyumluluk testi yapılmasını sağlar.

Ambalaj : 12 OBG Neutral Gel kart, 48 OBG Neutral Gel kart.

Ürün No: OBGNG-12, OBGNG-48




► OBG Neutral/ AHG Gel

OBG Neutral/AHG Gel , İndirek Coombs testi (IAT), antikor tarama ve tanımlama, yapılmasını sağlar.

Ambalaj : 12 OBG Neutral/AHG Gel kart, 48 OBG Neutral/AHG Gel kart.

Ürün No: OBGNAHG-12, OBGNAHG-48




► OBG AHG Gel

Bu test Direk Coombs testi (DAT), İndirek Coombs testi (IAT), uyumluluk testi, antikor tarama ve antikor tanımlama testlerine olanak sağlar. Bütün kuyucuklar Polispesifik anti-human globülin içerir.

Ambalaj : 12 OBG AHG Gel kart, 48 OBG AHG Gel kart.

Ürün No: OBGAHG-12, OBGAHG-48



► OBG DAT Screen

Bu test jel yöntem ile in-vivo olarak hassaslaşan eritrositlerin IgG veya kompleman C3d ile hassaslaştığının ayrımını yapar. IgG kuyucuğu monospesifik Anti-IgG, C3d kuyucuğu Anti human C3, AHG kuyucuğu Polispesifik anti-human globülin içerir.

Ambalaj : 12 OBG DAT Screen jel kart, 48 OBG DAT Screen jel kart.

Ürün No: OBGDAT-12, OBGDAT-48

ODAK Blood Grouping Systems Dilüent ve Solüsyonlar



► OBG Bromelin Solüsyonu

Ürün No: OBGBS10 10 ml, OBGBS50 50 ml

► OBG Papain Solüsyonu

Ürün No: OBGPS 10 ml



► OBG LISS Dilüent

Ürün No: OBGLISS100 100 ml
OBGLISS500 500 ml

ODAK Blood Grouping Reagent Slayt ve Tüp Testler için



► OBG Anti-A

OBG Anti-A blood grouping reagent monoklonal IgM antikorları içerir (Anti-A IgM)

Ürün No: OBGAA 10 ml Şişe

► OBG Anti-B

OBG Anti-B blood grouping reagent monoklonal IgM antikorları içerir (Anti-B IgM)

Ürün No: OBGAB 10 ml Şişe



► OBG Anti-D

OBG Anti-B blood grouping reagent monoklonal IgM antikorları içerir (Anti-D IgM)

Ürün No: OBGAD 10 ml Şişe

ODAK Blood Grouping Red Blood Cells (Reverse gruplama için.)



► OBG Cell Reverse A1, B

Ürün No: OBGRBC2



► OBG Cell Reverse A1, A2, B, O

Ürün No: OBGRBC4

► **OBG Cell Screen 1-2**

Ürün No: OBGRBCAS2

► **OBG Cell Screen 1-2 Pap**

Ürün No: OBGRBCAS2P

► **OBG Cell Screen 1-2-3**

Ürün No: OBGRBCAS3

► **OBG Cell Screen 1-2-3 Pap**

Ürün No: OBGRBCAS3P

► **OBG Cell ID 11**

Ürün No: OBGCID11

► **OBG Cell ID 11 Pap**

Ürün No: OBGCID11P

► **OBG Cell Coombs control**

Ürün No: OBGCCC

► **OBG IgG Sensitized Red Cells**
(Direk Coombs kontrolü için.)

Ürün No: OBGDCRBC

► **OBG Control Red Blood Cells**
(ABO Rh gruplama kontrolü için.)

Ürün No: OBGCRBC
A, B, O Rh (+), O Rh (-) ; 4 x 5 ml